



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**  
Association **pour le contrôle de qualité médical**  
Associazione **per il controllo di qualità medico**

Gloriastrasse 29  
Universitätsspital Zürich  
8091 Zürich  
Tel 044 255 34 11  
www.mqzh.ch, info@mqzh.ch  
Akkr. ISO/IEC 17043, SPTS 0005

Zürich, 29.06.2020

## Resultate MQ 2020-2

Sehr geehrte Damen und Herren

Beiliegend erhalten Sie die Auswertung Ihrer Resultate.

Weitere Informationen zu den Ringversuchen finden Sie auf [www.mqzh.ch](http://www.mqzh.ch)

Mit freundlichen Grüssen

Dr. R. Fried

**P.P.** CH-8091  
Zürich

Post CH AG

Firma  
Willi Fox GmbH  
z.H. Frau Sandra Kohlbrenner  
Pfluggässlein 14  
4001 Basel

**Qualitative Auswertungen****B01 Strep A****Strep A Schnelltest**

	negativ	positiv	Zielwert	positiv
Alle Teilnehmer	13	1156	Ihr Resultat:	positiv
Willi Fox (Schnelltest)	13	1152	Bewertung:	<b>gut</b>

**Kommentar B01**

*Der simulierte Rachenabstrich enthielt Streptococcus pyogenes. Das richtige Resultat war "Strep-A positiv".*

**B27 Helicobacter pylori Antigen****Helicobacter pylori Antigen**

	negativ	positiv	Zielwert	negativ
Alle Teilnehmer	34	0	Ihr Resultat:	negativ
Willi Fox (Schnelltest)	10	0	Bewertung:	<b>gut</b>

**B32 SARS-CoV-2 Antikörper****SARS-CoV-2 IgG**

	negativ	positiv	Zielwert	positiv
Alle Teilnehmer	0	7	Ihr Resultat:	positiv
Willi Fox (Alle Methoden)	0	5	Bewertung:	<b>gut</b>

**SARS-CoV-2 IgM**

	negativ	positiv	Zielwert	positiv
Alle Teilnehmer	0	2	Ihr Resultat:	positiv
Willi Fox (Alle Methoden)	0	2	Bewertung:	<b>gut</b>

**S01 Okkultes Blut im Stuhl****Blut im Stuhl**

	negativ	positiv	Zielwert	positiv
Alle Teilnehmer	6	211	Ihr Resultat:	positiv
Willi Fox (andere Meth. im	1	62	Bewertung:	<b>gut</b>

**Kommentar S01**

*Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut, alle Tests sollten "positiv" ergeben*

**U03 Urin Drogen****Methamphetamin**

	negativ	positiv	Zielwert	positiv
Alle Teilnehmer	15	25	Ihr Resultat:	positiv
Willi Fox (Andere Schnelltest)	5	21	Bewertung:	<b>gut</b>

**Amphetamine**

	negativ	positiv	Zielwert	positiv
Alle Teilnehmer	20	76	Ihr Resultat:	positiv
Willi Fox (Andere Schnelltest)	8	47	Bewertung:	<b>gut</b>

**Barbiturate**

	negativ	positiv	Zielwert	negativ
Alle Teilnehmer	50	0	Ihr Resultat:	negativ
Willi Fox (Andere Schnelltest)	21	0	Bewertung:	<b>gut</b>

**Benzodiazepine**

	negativ	positiv	Zielwert	negativ
Alle Teilnehmer	104	1	Ihr Resultat:	negativ
Willi Fox (Andere Schnelltest)	60	1	Bewertung:	<b>gut</b>

**Cannabinoide**

	negativ	positiv	Zielwert	positiv
Alle Teilnehmer	9	115	Ihr Resultat:	positiv
Willi Fox (Andere Schnelltest)	6	68	Bewertung:	<b>gut</b>

**Cocain**

	negativ	positiv	Zielwert	negativ
Alle Teilnehmer	110	2	Ihr Resultat:	negativ
Willi Fox (Andere Schnelltest)	66	1	Bewertung:	<b>gut</b>

**Methadon**

	negativ	positiv	Zielwert	negativ
Alle Teilnehmer	93	2	Ihr Resultat:	negativ
Willi Fox (Andere Schnelltest)	52	1	Bewertung:	<b>gut</b>

**Opiate**

	negativ	positiv	Zielwert	negativ
Alle Teilnehmer	110	2	Ihr Resultat:	negativ
Willi Fox (Andere Schnelltest)	65	0	Bewertung:	<b>gut</b>

**Ecstasy pos/neg**

	negativ	positiv	Zielwert	negativ
Alle Teilnehmer	17	0	Ihr Resultat:	negativ
Willi Fox (Andere Schnelltest)	17	0	Bewertung:	<b>gut</b>

**Kommentar U03**

*Einem Liter Urin wurden 400 µg 11-Nor-D9-THC, 400 µg D9-THC, 1600 µg d,l-Amphetamine und 1600 µg d,l-Methamphetamine zugefügt. Dementsprechend sind Cannabis, Amphetamine, Methamphetamine positiv und alle anderen Analysen negativ. Bitte beachten Sie, dass es bei den Schnelltests unterschiedliche Entscheidungsgrenzen für Amphetamine gibt. (z.B. AMP1000, AMP500 oder AMP300). Für die korrekte Bewertung der Resultate ist es wichtig, dass Sie uns die genaue Bezeichnung Ihres Tests angeben.*

**B4/5/6/7/8/20 Serologie**

	Zielwert	Ihr Resultat	Bewertung
EBV Heterophile Antikörper	negativ	negativ	gut